



Repose Wedge



Repose[®] Wedge
Zur vollständigen
Entlastung der Fersen

repose[™]

Repose Wedge



Das Konzept des Repose Wedge ermöglicht eine vollständige Entlastung der Fersen zur Vorbeugung von Druckschädigungen oder im Rahmen der Behandlung von Druckgeschwüren an den Fersen.

Repose Wedge eignet sich für Patienten,

- bei denen das Risiko der Entstehung von Druckschädigungen an den Fersen als bis sehr hoch eingestuft wird und/oder Patienten mit Druckgeschwüren bis zur Kategorie 4
- die verwirrt sind und möglicherweise andere Lagerungshilfen zur Entlastung beim Verlassen des Betts nicht selbst entfernen können
- die unruhig sind und andere Formen des Fersenschutzes daher möglicherweise nicht vertragen oder wegstoßen
- mit breiteren Unterschenkeln oder die am Steppergang leiden, wodurch herkömmliche Fuß-Schutzstiefel nicht verwendet werden können
- in Seitenlage oder geneigter Position und wo die Möglichkeit von Druckschädigungen durch ein Befüllungsventil besteht



Repose Wedge ist jetzt erhältlich mit einem PU-Band für eine einfache Reinigung und zusätzlichen Infektionsschutz.



Repose-Produkte schützen Patienten mit verschiedenen Risikostufen

- ✓ SEHR HOHES RISIKO
- ✓ HOHES RISIKO
- ✓ GEWISSES RISIKO



Produkt zur Verwendung bei mehreren Patienten

Beschreibung	Größe (L/B/H)	Hilfsmittelnummer	Artikelnummer
Repose Wedge und Pumpe	690mm (L) x 450mm (B)	11.11.05.0005	6711100
Repose Wedge PU-Band und Pumpe	690mm (L) x 450mm (B)	11.11.05.0005	6711111

Weitere Informationen unter:

Tel: +49 3037026500

E-Mail: info@frontier-group.co.uk

Website: www.frontier-medical-germany.de



Frontier Medical Germany, Nußbaumallee 27a, 14050 Berlin, Germany

© Copyright Frontier Therapeutics Limited, 2019
Alle Rechte vorbehalten. GP0041_A62_02