



Repose-Produktserie



Reaktive Druckumverteilung

repose[®]



Klinisch
effektiv

Repose® ist klinisch effektiv,
kostengünstig, komfortabel, langlebig
und erfordert keinerlei Wartung.

Die Repose Produktserie ermöglicht eine effektive Druckverteilung und ist geeignet für Patienten mit mittlerem bis sehr hohem Dekubitusrisiko. Repose ist

Klinisch effektiv

Eine neue RCT-Studie mit 26 Pflegeheimen und 308 Patienten zeigt signifikante Unterschiede mit deutlich höherer Effektivität zwischen Repose und deutlich kostenintensiveren Antidekubitusssystemen auf.

Kosteneffektiv

Kundenerfahrungen zeigen auf, dass Repose-Produkte kostenintensivere Systeme erfolgreich ersetzen können und dadurch die Budgets für die Antidekubitusversorgung deutlich reduziert werden können.²

ebenfalls geeignet für die Versorgung von Patienten mit druckbedingten Gewebeschäden gemäß NPUAP-EPUAP Pressure Treatment Clinical Practice Guidelines 2014. Bei schweren Schäden ist eine klinische Beaufsichtigung erforderlich.^{1,3,4,5}

Langlebig

Die Repose Systeme sind sehr robust, leicht aufzubereiten und in den speziellen Reposebehältern sicher und sehr platzsparend aufzubewahren. Durch dieses kreative und platzsparende System haben Sie langfristig ein schnell verfügbares Antidekubitusssystem für Ihre Patienten zur Verfügung.

Komfortabel

Ein leise arbeitendes und nicht störendes System bietet deutliche Vorteile für die Lebensqualität der Patienten. Eine Untersuchung von Price et al. (2003) ergab, dass Repose den Komfort der Patienten erhöht. „In dieser Pilotstudie wurden über einen Zeitraum von vier Wochen statistisch signifikante Verbesserungen bei Schlaf und Schmerz erkannt.“⁶



Alle Risikostufen



Repose ist geeignet für die Behandlung
aller Kategorien von Dekubitus¹⁻⁵.

Die Repose-Serie



Matratzenauflagesysteme



Repose® Mattress Overlay

Produktbestellcode: 6101100

PZN: 16043448

Hilfsmittelnummer: 11.29.02.0002

Abmessungen: L 1780mm x B 770mm

Gewichtslimit: 222kg*



Repose® Mattress Overlay (Lang)

Produktbestellcode: 6011100

Abmessungen: L 1900mm x B 770mm

Gewichtslimit: 222kg*



Repose Sitzsysteme



Repose® Cushion

Produktbestellcode: 6201100

PZN: 16043477

Hilfsmittelnummer: 11.39.03.0002

Abmessungen: L 450mm x B 450mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose® Cushion & Cover

Produktbestellcode: 6231100

PZN: 16043483

Abmessungen: L 450mm x B 450mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose Fersen-und Fußschützer

Neue Größen



Repose® Foot Protector Standard

Produktbestellcode: 6501100

PZN: 16046398

Hilfsmittelnummer: 11.11.05.0004


Abmessungen: L 380mm x B 200mm x H 230mm

Gewichtslimit: 139kg

Verfügbare Größen



Neue Größen



Repose® Foot Protector Plus Standard

Produktbestellcode: 6511100

PZN: 16043649

Abmessungen: L 380mm x B 200mm x H 230mm

Gewichtslimit: 139kg

Verfügbare Größen





Repose® Double Mattress Overlay

Produktbestellcode: 6131100

Abmessungen: L 1780mm x B 1350mm

Gewichtslimit: 222kg pro Patient*



Repose® Trolley Mattress Overlay

Produktbestellcode: 6601100

Abmessungen: L 1780mm x B 550mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose® Care-Sit 400 & 450mm

Produktbestellcode: 6350001 / 6351001

PZN: 16043514 / 16043537

Abmessungen: (400mm) Care-Sit 950mm x 400mm
Care-Sit Cover L 950mm x B 400mm
(450mm) Care-Sit L 950mm x B 450mm
Care-Sit Cover L 950mm x B 450mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose® Contur Overlay

Produktbestellcode: 6310001

Abmessungen: L 1760mm x 520mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose® Wedge

Produktbestellcode: 6711100

PZN: 16043684

Hilfsmittelnummer: 11.11.05.0005

Abmessungen: L 690mm x B 450mm

Gewichtslimit: 139kg



Repose® Flex Standard

Produktbestellcode: 6750002

Abmessungen: L 500mm x B 700mm x H 90mm

Gewichtslimit: 139kg

Neue

Verfügbare Größen

XS

S

STD



Repose® Companion

Produktbestellcode: 6990003
Abmessungen: L 1970mm x B 880mm
Gewichtslimit: 139kg



Repose® Trolley Companion

Produktbestellcode: 6990050
Abmessungen: L 2000mm x B 615mm
Gewichtslimit: 139kg



Pädiatrie-Lösungen



Repose® Paediatric Mattress Overlay

Produktbestellcode: 6801100
Abmessungen: L 1290mm x B 670mm
Gewichtslimit: 139kg



Repose® Babynest

Produktbestellcode: 6801101
Abmessungen: L 580mm x B 330mm x H 100mm
Gewichtslimit: 3kg



Repose® Sole Protector

Produktbestellcode: 6930001
PZN: 16043678
Abmessungen: L 860mm x H 370mm
Gewichtslimit: 139kg



Repose® Babytherm

Produktbestellcode: 6401100
Abmessungen: L 760mm x B 530mm
Gewichtslimit: 139kg



Repose® Cushion Cover
Produktbestellcode: 6211101
PZN: 16043508
Abmessungen: L 520mm x B 520mm



Repose® Cushion Strap Extender
Produktbestellcode: 6000001
Abmessungen: L 1000mm x B 25mm

Repose® Mattress Cover
Produktbestellcode: 6211111
PZN: 16043460
Abmessungen: L 1890mm x B 890mm

Referenzen

1. Price, P. et al. 1999. Challenging the pressure sore paradigm. Journal of Wound Care, April, Vol 8, No 4.
2. Ballard Wilson, A. Pressure ulcer prevention audit: What are the benefits of doing it? Poster EPUAP Berlin, 2006.
3. Bale, S. Interim results of a randomised controlled trial of two pressure - relieving systems in the prevention of pressure sores in patients with fractured neck of femur. Präsentiert auf der 7th European Conference on Advances in Wound Management, Harrogate, 1997.
4. Osterbrink, J et al. Clinical evaluation of the effectiveness of a multimodal static pressure relieving device. 8th European Pressure Ulcer Advisory Panel Open Meeting, Aberdeen. 5. bis 7. Mai 2005
5. NPUAP-EPUAP 2014 Pressure Ulcer Treatment QRG
6. Price P et al. 2003 The use of a new overlay mattress in patients with chronic pain: impact on sleep and self-reported pain. Clinical Rehabilitation 2003;17.
 **Nimbus ist ein eingetragenes Warenzeichen von Huntleigh Technology PLC

*Matratzenauflage und doppelte Matratzenauflage bei Verwendung mit einer High-Specification-Schaummatratze 222kg.

**Matratzenauflage und doppelte Matratzenauflage bei Verwendung mit einer Nicht-High-Specification-Schaummatratze 139kg.

Weitere Informationen unter:

Tel: +49 3037026500

E-Mail: info@frontier-group.co.uk

Website: www.frontier-medical-germany.de



Frontier Medical Germany, Nußbaumallee 27a,
 14050 Berlin. Germany