



Druckumverteilungspolster

Druck verringern. **Kosten verringern.**

dermisplus<sup>®</sup>  
PREVENT

## Druck verringern. Kosten verringern.

Die Vorbeugung und Behandlung von Druckschädigungen kann kompliziert und zeitaufwendig sein und klinische Ressourcen beanspruchen. Die Verwendung von Medizinprodukten kann ebenfalls eine Ursache von Druckschädigungen darstellen. Schätzungsweise belaufen sich die Kosten der Behandlung von 700.000 Menschen mit Dekubitus für den NHS täglich auf 3,8 Mio. GBP (etwa 4,3 Mio. EUR) (NHS Improvement 2016).

Um Sie bei der Vorbeugung und Behandlung von Druckschädigungen der Kategorie 1 zu unterstützen, wurde Dermisplus Prevent entwickelt, ein neues Sortiment von

Druckumverteilungspolstern, die helfen sollen, das Risiko von Druckschädigungen im Rahmen einer Dekubitusprophylaxe-Strategie zu verringern. Sie verursachen nachweislich niedrigere Druckspitzen als Produkte von Mitbewerbern und können Kosteneinsparungen von bis zu 22 % ermöglichen.<sup>2</sup>


Die in verschiedenen Formen, Größen und Dicken erhältlichen Produkte der Reihe Dermisplus Prevent sind widerstands- und anpassungsfähig, wodurch sie sich ideal für den Einsatz an Knochenvorsprüngen oder mit Medizinprodukten eignen.

### So funktioniert es

Dermisplus Prevent verteilt Druckspitzen über einen größeren Oberflächenbereich und verringert dadurch die Gefahr druckbedingter Gewebschädigungen.

Das Produkt kann in allen Körperbereichen eingesetzt werden, die als dekubitusgefährdet eingestuft werden, insbesondere in Bereichen mit Knochenvorsprüngen wie beispielsweise Fersen, Ellenbogen und Kreuzbein, aber auch unter Medizinprodukten wie Schläuchen, Gesichtsmaskenbändern und sonstigen Vorrichtungen.

Druckumverteilung durch Dermisplus Prevent



Dermisplus Prevent bietet eine um

# 10% bessere


### Produkt- und Anwendungsleitfaden



Pads



Strips





## Druck verringern

### Dermisplus Prevent verringert Druckspitzen um 10 %

Bei einem Vergleich von Dermisplus Prevent-Pads mit Aderma-Polstern wurde nachgewiesen, dass Dermisplus Prevent durchschnittlich eine um **10 % bessere Verringerung von Druckspitzen** bietet<sup>1</sup>. Das Produkt bietet also eine bessere Druckumverteilung und hilft somit, Patienten vor Druckschädigungen zu schützen.

## Kosten verringern


Durch die Verwendung von Dermisplus Prevent könnte der Kostenaufwand für Druckumverteilungspolster im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern um bis zu 22 % verringert und somit die mit der Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren zusammenhängende finanzielle Belastung reduziert werden.<sup>2</sup>

## Befestigung

Dermisplus Prevent-Produkte müssen mit einem angemessenen Produkt zur Befestigung an der betroffenen Hautstelle befestigt werden, zum Beispiel:

- Band
- Schlauchverband
- Unterwäsche

## Druckspitzenanalyse



## Indikationen

Dermisplus Prevent ist geeignet zur Verwendung in den folgenden Fällen:

- Intakte Hautbereiche, in denen das Risiko einer Druckschädigung besteht, unter anderem durch Medizinprodukte
- Körperbereiche mit bestehenden Druckschädigungen der Kategorie 1
- bei kürzlich verheilten Ulzera, um einer erneuten Ulzeration vorzubeugen



Einsparungen von bis zu 22 %<sup>2</sup>

## Verringerung von Druckspitzen als Produkte von Mitbewerbern



## Vorteile



### Effektiv

Dermisplus Prevent verringert Druckspitzen um bis zu 10 % besser als Produkte von Mitbewerbern<sup>1</sup>



### Kostengünstig

In einem Vergleich der Verwendung in einem NHS-Trust konnten bei der Verwendung von Dermisplus Prevent Einsparungen von bis zu 22 % nachgewiesen werden<sup>2</sup>



### Widerstandsfähig

Dermisplus Prevent polster verrutschen nicht während der Verwendung und lassen sich entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen, wodurch der Verbandwechsel erleichtert wird



### Flexible Anwendung

Jeder der Dermisplus Prevent polster kann in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt werden, was das Sortiment vielseitig macht. So kann es an die individuellen Bedürfnisse der Patienten angepasst werden. Zum Beispiel können die Fersenpolster auch auf Ellenbögen verwendet werden und der Kreuzbeinverband an den Knöcheln



### Einfache Anwendung

Dermisplus Prevent polster sind dehnbar und anpassungsfähig, wodurch sie einfach anzuwenden sind



### Zuschneiden

Jeder Patient ist anders, daher lassen sich Dermisplus Prevent polster problemlos auf jede beliebige Größe zuschneiden, ohne dass die Fasern reißen



### Waschbar

Die polster lassen sich waschen und können bei denselben Patienten wiederverwendet werden. Einfach mit Wasser und Seife waschen und trocknen lassen



### Patientenfreundlich

Dermisplus Prevent ist latexfrei, nicht reizend und hautfreundlich, wodurch das Risiko von Allergien verringert und der Patientenkomfort erhöht werden

## Bestellinformationen

Beschreibung	Größe (L/B/H)	Packungsgröße	Bestellnummer
Pad	10 × 10 × 0,3 cm	1 × 5	8500007
Pad	10 × 10 × 1,2 cm	1 × 5	8500003
Pad	20 × 20 × 0,3 cm	1 × 2	8500005
Pad	20 × 20 × 1,2 cm	1 × 2	8500009
Strip	30 × 5 × 0,3 cm	1 × 5	8500006
Strip	50 × 2,5 × 0,3 cm	1 × 5	8500001
Sacrum	25 × 18,5 × 1 cm	1 × 1	8500008
Heel	14,5 × 9,5 × 4 cm	1 × 2	8500002
Heel Large	16,5 × 12 × 6,8 cm	1 × 2	8500004

Weitere Informationen unter:

Tel.: +49( 0) 30 37026500

E-Mail: [info@frontier-group.co.uk](mailto:info@frontier-group.co.uk)

Website: [www.frontier-group.co.uk](http://www.frontier-group.co.uk)



Frontier Medical Germany, Nußbaumallee 27 A, 14050 Berlin, Germany.

#### Verweise

1. Daten vorhanden
2. Daten vorhanden