




Repose Foot Protector – Sortiment



Repose[®] Foot Protector
Entwickelt um Druckschäden
an den Fersen zu vermeiden

repose[®]

Repose Foot Protector

Der Repose Foot Protector und Foot Protector Plus sind speziell konzipiert, um das Risiko von Druckschädigungen an den Fersen zu minimieren.

Ein großer Teil von Druckgeschwüren entsteht an den Fersen aufgrund einer Kombination aus Druck und Reibung/Scherung. Die Repose Foot Protector stellen

sicher, dass die Fersen vollständig druckentlastet sind und helfen dadurch Druckschäden zu vermeiden.

In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass der Repose Foot Protector in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wirksam ist.¹


Smart-Ventil-Technologie

Mit den „Smart-Ventilen“ wird sichergestellt, dass die Repose-Produkte niemals übermäßig befüllt werden können.

Entlastung

Der Repose Foot Protector und Foot Protector Plus sind so konzipiert, dass sie die Fersen vollständig von Druck entlasten.

Der Repose Foot Protector verfügt über einen Hohlraum für die Ferse, wodurch eine vollständige Entlastung der Ferse ermöglicht wird.



Repose-Produkte schützen Patienten mit verschiedenen Risikostufen

- ✓ SEHR HOHES RISIKO
- ✓ HOHES RISIKO
- ✓ GEWISSES RISIKO

Repose Foot Protector Extra Klein

Produkt	1 Foot Protector Extra Klein (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	290mm (L) × 200mm (B) × 180mm (H)

Repose Foot Protector Klein

Produkt	1 Foot Protector Klein (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	330mm (L) × 200mm (B) × 205mm (H)

Repose Foot Protector Standard

Produkt	1 Foot Protector Standard (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	380mm (L) × 200mm (B) × 230mm (H)

Repose Foot Protector Lang

Produkt	1 Foot Protector Lang (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	510mm (L) × 200mm (B) × 330mm (H)

Repose Foot Protector Plus



Der Repose Foot Protector Plus vereint die Qualitäten des Repose Foot Protector mit den folgenden zusätzlichen Vorteilen:

Belüftung und Öffnung für optische Kontrolle

Die Öffnung am Fersenteil des Repose Foot Protector Plus verbessert die Belüftung des Fußes und erhöht somit den Patientenkomfort. Die Fersenöffnung ermöglicht außerdem eine einfachere optische Überprüfung der Ferse, um Wunden zu beobachten und zu kontrollieren.

ID-Etikett

Ermöglicht die Rückverfolgbarkeit des Produkts und enthält Anleitungen zum Waschen und Reinigen.

Belüftung und Öffnung für optische Kontrolle



Verstellbares Magnaffix-Band

Magnaffix ist ein einzigartiges patentiertes, mehrfach verstellbares, mit Luft gefülltes Band mit Magneten. So kann das Produkt schnell und problemlos befestigt werden, lässt sich aber ebenso einfach abnehmen und reinigen.

Die Magneten wurden im Inneren der Luftzellenbarriere versiegelt, sodass sie die Haut des Patienten nicht berühren, um das Risiko jeglicher Druckschädigungen oder Hautrisse minimal zu halten.



Magnaffix
Verstellbares
Band

Repose Foot Protector Plus Extra Klein

Produkt	1 Foot Protector Plus Extra Klein (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	290mm (L) × 200mm (B) × 180mm (H)

Repose Foot Protector Plus Klein

Produkt	1 Foot Protector Plus Klein (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	330mm (L) × 200mm (B) × 205mm (H)

Repose Foot Protector Plus Standard


Produkt	1 Foot Protector Plus Standard (Paar) und 1 Pumpe
Abmessungen	380mm (L) × 200mm (B) × 230mm (H)

Bestellnummern

Beschreibung	Größe (L/B/H)	Artikelnummer
Repose Foot Protector Extra Klein (Paar)	290mm (L) x 200mm (B) x 180mm (H)	6531100
Repose Foot Protector Klein (Paar)	330mm (L) x 200mm (B) x 205mm (H)	6521100
Repose Foot Protector Standard (Paar)	380mm (L) x 200mm (B) x 230mm (H)	6501100
Repose Foot Protector Lang (Paar)	510mm (L) x 200mm (B) x 330mm (H)	6021100
Repose Foot Protector Plus Extra Klein (Paar)	290mm (L) x 200mm (B) x 180mm (H)	6551100
Repose Foot Protector Plus Klein (Paar)	330mm (L) x 200mm (B) x 205mm (H)	6541100
Repose Foot Protector Plus Standard (Paar)	380mm (L) x 200mm (B) x 230mm (H)	6511100

Größentabelle

Beinmessung	Produktgröße
460mm - 410mm	Extra Klein
500mm - 450mm	Klein
550mm - 490mm	Standard
690mm - 550mm	Lang
Maximaler Wadenumfang 330mm	



Verweise

1. Holloway, S. (2015) A review of evidence for use of the Repose® product range.
Wounds UK, Vol 11, No 4

Weitere Informationen unter:

Tel: +49 3037026500

E-Mail: info@frontier-group.co.uk

Website: www.frontier-medical-germany.de



Frontier Medical Germany, Nußbaumallee 27a,
14050 Berlin, Germany.

© Copyright Frontier Medical Germany, 2019
Alle Rechte vorbehalten. GP0041_A64_03

repose[®]